



WHERE YOU WANT TO BE.

Sapphire^{®2}





Sapphire^{®2}

Grande maneabilidade
com a máxima estabilidade






Transportar uma scooter nunca foi tão fácil como agora

Desmontável

Desmontar a nova Sapphire é como comer um pão!

Só tem que retirar o assento, retirar as baterias e levantar a alavanca de desmontagem para separar rapidamente, em duas partes bastante manejáveis. Assim é fácil !



O sistema de desmontagem permite separar a Sapphire em 2 partes rapidamente, sem os incómodos cabos e ligações.

Transportável

Agora podes transportar a tua Sapphire2 no carro sem problemas porque, além de se desmontar em duas partes, conta com o sistema de pega dupla Sterling® lift. Estas duas pegas são uma importante ajuda para levantar o trem traseiro e meter, por exemplo, na mala do carro.



Pega dupla para levantar mais cómodamente o trem traseiro.

O guiador pega-se totalmente para o transporte.

Pode levar-te muito longe

Rápido! Agora desfruta de todas as vantagens e comodidades da Sterling Sapphire2: estabilidade das 4 rodas, amplo espaço para os pés, punhos amplos e ergonómicos, baterias de fácil instalação, grande conforto...




Comandos muitos acessíveis e cómodos.



Espaço amplo para os pés.

Sapphire^{®2}

Grande maneabilidade com a máxima estabilidade



Especificações técnicas

Versão	4 rodas	Peso da parte mais pesada (trem dianteiro)	22,5 kg
Largura total	590 mm	Peso assento	12,5 kg
Longitude total	1210 mm	Peso unidade tractora	19,5 kg
Altura total	960 mm	Peso bateria (unidade)	12 kg
Altura do assento	Ajustável 420 a 550 mm	Raio de giro	1400 mm
Velocidade máxima	6,5 km/h	Inclinação máx.	
Baterias	35 Amp		14° (peso utilizador 113 kg) ou 10° (peso utilizador 150 kg)
Carregador (incorporado)	5 Amp	Distância chão-base	95 mm
Autonomia máxima*	30 km	Pneus	Pneumáticos
Cor	Cinzento	Rodas dianteiras	225 mm (9")
Peso máx.utilizador (incl. cargas adicionais)	150 kg	Rodas traseiras	265 mm (10.5")
Peso total	79 kg	Luzes	Sim

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

*A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75



www.SunriseMedical.pt

Rev.2- Maio 2015

