

Q300[®] M Mini Teens

Ideal para os jovens em crescimento



QUICKIE

Q300 M MINI TEENS

Quer seja para sair com os amigos ou para explorar o mundo exterior, a Q300 M Mini Teens permite viver a vida ao máximo.

Com a sua **base ultracompacta de 52 cm** e o seu **reduzido diâmetro de viragem de 112 cm**, a Q300 M Mini Teens foi desenhada para se movimentar com facilidade em espaços estreitos, como um apartamento pequeno ou salas de aula, assim como para descobrir os cantos mais escondidos ao ar livre.

Com **potentes motores de 4 polos** (opcionais) e uma **autonomia de 36 km**, permite acompanhar o ritmo de amigos e familiares sem preocupações sobre ficar para trás. E quando as coisas ficam mais agitadas, a **suspensão independente em todas as suas rodas** assegura uma condução suave e estável.

Dispõe de uma **unidade de assento ajustável ao crescimento**, para que não tenha de se preocupar com os crescimentos rápidos em altura e largura dos jovens.



IMAGINE OS LUGARES ONDE PODERÁ IR

Explorar a envolvente é possível graças à Q300 M Mini Teens e à sua tecnologia de tração central.

As rodas motrizes da cadeira de rodas estão alinhadas ao centro da base, permitindo que esta gire sobre o seu próprio eixo e proporcionando uma grande manobrabilidade em ambientes interiores. Além disso, ao estar sentado exatamente por cima das rodas motrizes, o peso que exerce o próprio corpo melhora a tração, garantindo um desempenho excepcional, mesmo em ambientes exteriores. Perfeita para jovens em crescimento!

Procura a base mais compacta possível para uma excelente manobrabilidade em espaços confinados? As rodas motrizes de 12" são perfeitas. Se, pelo contrário, prefere um alto rendimento em ambientes exteriores, escolha as rodas de 14".



Suspensão independente em todas as rodas

Com a suspensão independente QUICKIE em todas as rodas, as seis rodas permanecem no solo mesmo durante a superação de obstáculos. Como cada roda tem a sua própria suspensão, as bordas e irregularidades do terreno são absorvidas pela suspensão dessa roda, proporcionando a confiança de uma condução suave e fluida.

Tecnologia Anti Rolamento

Quando uma cadeira de rodas elétrica para numa pendente, a inércia da cadeira tende a empurrar a pessoa para a frente. Com a tecnologia de anti rolamento, esses problemas terminaram! Conseguirá permanecer seguro e estável no seu assento.

Subida e descida de obstáculos

A Q300 M Mini Teens com rodas motrizes de 12" pode ultrapassar desníveis de até 5 cm, pelo que não será necessário ir pelo caminho mais longo. Procuras algo um pouco mais ousado? Com as rodas motrizes de 14", a cadeira será capaz de ultrapassar desníveis de até 7 cm.

A COMPANHEIRA QUE CRESCE CONTIGO

Com uma unidade de assento desenhada para adolescentes em crescimento.

Crescer não significa ter de deixar a cadeira de rodas elétrica à qual já estão acostumados. Desenhámos o sistema de assento da Q300 M Mini Teens de forma a que não se tenha de preocupar com os crescimentos rápidos em altura e largura próprios dos adolescentes. **Ajustável em largura (de 30 até 40 cm) e profundidade (de 36 até 50 cm)**, é ideal para os jovens que necessitam de largura de assento estreita, mas maiores ajustes ao longo do tempo.

As **plataformas Z-Finity opcionais**, ajustáveis desde os 16 cm acima da base do assento até os 48 cm para baixo desta, oferecem o apoio que necessitam os adolescentes em crescimento. Ajustáveis em torno do seu eixo, podem ser configuradas em diferentes posições e ângulos para um melhor posicionamento dos pés, tornozelos e joelhos.

Em caso de necessidades de posicionamento mais específicas, a Q300 M Mini Teens também é **compatível com o encosto JAY J3**.



Encosto SEDEO Lite contorno profundo

Com contorno lateral de 14 cm para dar suporte ao tronco e espuma suave ideal para maior conforto e posturas cifóticas. Como as laterais estão integradas, estas não se movimentarão com o tempo, mantendo-se em posição por mais tempo.



Opção de elevação e basculação elétrica

É possível alcançar novas alturas com os 30 cm de elevação do assento, permitindo chegar a objetos quotidianos que de outro modo ficariam fora de alcance. As transferências também serão mais simples graças à posição mais elevada. Além disso, os seus 30° de basculação permitem que se deite e desfrute de um maior relaxamento e distribuição da pressão.



Assuma o controlo

Disponível de série com o comando de controlo VR2. Com possibilidade de escolha do comando R-Net Advanced com um ecrã HD maior e de fácil leitura, botões práticos e conectividade com o ambiente circundante.

Botões configuráveis*

A alteração da função de qualquer botão do comando é possível graças à função de botões configuráveis patenteada da QUICKIE. É possível configurar uma segunda função aos botões através do premir prolongado, o que proporcionará um acesso mais rápido, simples e fluído às funções mais utilizadas, sem a necessidade de recorrer ao joystick.



Apoio de cabeça universal

O suporte para apoio de cabeça é compatível com os apoios de cabeça SEDEO e WHITMYER, que ajudam a satisfazer uma ampla gama de necessidades, desde suporte básico até o controlo de múltiplos pontos.

Joystick integrado

O sistema de mecanismo encapsulado do comando R-Net (opcional) oferece 3 posições de travamento. Pode ser montado no centro para os jovens com mobilidade limitada das mãos e também pode ser girado para dentro e para fora para melhorar na aproximação a mesas.



Conecte-se com o meio envolvente*

Agora é possível controlar o seu meio envolvente graças à opção Bluetooth integrada: smartphone, tablet, televisão e outros dispositivos inteligentes... Tudo a partir do joystick da própria cadeira!

ELEVE-SE E CONDUZA COM C-ME

Terminou a necessidade de parar ou de conduzir a velocidade reduzida para colocar o assento em posição elevada!

Com C-Me (disponível como opção), é possível elevar-se até 30 cm e conduzir até 4,8 km/h - tudo ao mesmo tempo!

Desfrute da sua nova liberdade!

As nossas cadeira de rodas elétricas estão desenhadas com estilo para um rendimento duradouro. Ao contrário de outras cadeiras elétricas, a suspensão não bloqueia, proporcionando uma condução suave do início ao fim. Inclusivamente, permite subir ou baixar o assento com um simples botão, sem necessidade de parar durante a transição.



Desfrutando ombro a ombro

É possível deslocar-se à velocidade de caminhar com o assento na posição mais elevada, seja num centro comercial com os amigos ou na realização das tarefas diárias de casa, como cozinhar, onde é importante movimentar-se rapidamente. C-Me elimina as frustrantes restrições de velocidade. Permitindo que viva sem limites!




Leia o código QR com a câmara do seu telemóvel para mais informações.

JOVEM E BRILHANTE.

Quer sentar-se com estilo?

Possibilidade de escolher o estilo mais jovem e moderno graças às 12 refrescantes cores para a estrutura e os 7 detalhes de cor para a rodas. Procura a combinação perfeita!



CARCAÇA:



DETALHES:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Leia o código QR com a câmara do seu telemóvel para mais informações.

Q300 M Mini Teens

Peso máx. utilizador:	120 kg	Baterias:	41 Amp / 50 Amp / 56 Amp
Largura do assento:	30 a 40 cm, ajustável	Electrónica:	VR2 / R-Net
Profundidade do assento:	36 a 50 cm, ajustável	Pendente máx. segurança:	6°
Altura do assento:	41 a 49 cm	Trepa-passeios máx.:	7 cm (com rodas de 14")
Altura do encosto:	43,5 a 53,5 cm	Rodas:	Roda motriz de 12", 13" o 14"
Largura total:	52 cm (com rodas de 12") / 54 cm (com rodas de 13") / 57 cm (com rodas de 14")	Cores:	7 opções para os detalhes de cor, 4 cores de carcaça e 12 desenhos personalizados para a carcaça
Comprimento total:	A partir de 106 cm	Peso da cadeira:	A partir de 103 kg (Baterias de 41 Amp)
Reclinação do encosto:	De -4° a 16° manual	Crash Tested:	Sim. (Testadas para o transporte em veículos segundo ISO 7176-19)
Basculação:	0° a 6° manual / 30° ou 50° elétrica (opcional)	Sistema de assento:	Unidade de assento Teens (adolescentes)
Diâmetro de viragem:	112 cm	Função C-Me:	Sim (opcional)
Velocidade:	6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)		



Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de aperfeiçoamento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de modificar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Rev.1 Janeiro 2022